








- Nasenabstrich oder Oropharynxabstrich
- Nur für professionelle Anwendung
- BfArM zugelassen
- CE zertifiziert
- Sensitivität: 92,00%
- Spezifität: 99,70%
- Testergebnis in 15 Minuten



Verwendungszweck

Das COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette ist eine Lateral-Flow-Immunoassay-Methode zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigenen in Nasopharyngealabstrichen, Nasenabstrichen oder Oropharynxabstrichen von Personen, bei denen der Verdacht von ihrem Gesundheitsdienstleister auf eine COVID-19-Infektion besteht.

Probenvorbereitung und Prüfverfahren



Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	VPE	Karton
Clungene	25	675

Packungsinhalt

- 25 x Testkassette
- 25 x Extraktionsröhrchen mit Puffer
- 25 x Abstrichtupfer
- 1 x Gebrauchsanleitung