





- Speichelprobe
- Nur für professionelle Anwendung
- BfArM zugelassen
- CE zertifiziert
- Sensitivität: 92,90%
- Spezifität: 99,58%
- Testergebnis in ca. 10-15 Minuten



Verwendungszweck

Das neuartige Coronavirus-Antigen-Schnelltestgerät ist ein In-vitro-Diagnosteset zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronavirus im menschlichen Speichel unter Verwendung der schnellen immunochromatographischen Methode. Die Identifizierung basiert auf monoklonalen Antikörpern, die für das neue Coronavirus-Antigen spezifisch sind.

Probenvorbereitung und Prüfverfahren



Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	VPE	Karton
Schnelltest	20	400
Schnelltest	1	-

Packungsinhalt

- 20 x Testkassette
- 20 x Extraktionsröhrchen
- 20 x Extraktionspuffer
- 20 x Pipette
- 20 x Speichelsammelbecher
- 1 x Röhrchenhalter
- 1 x Gebrauchsanleitung