




- Nasenabstrich
- Nur für professionelle Anwendung
- BfArM zugelassen
- CE zertifiziert
- Sensitivität: 97,27%
- Spezifität: 99,42%
- Testergebnis in ca. 10-15 Minuten

## Verwendungszweck

Das COVID-19-Antigen-Schnelltestkit ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Protein-Antigenen in direkten Nasenabstrich oder Nasopharyngealabstrichproben von Personen, bei denen der Arzt innerhalb der ersten sieben Tage nach Symptom Verdacht auf COVID-19 hat.

## Probenvorbereitung und Prüfverfahren



## Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	VPE	Karton
Test Kit	25	675

## Packungsinhalt

- 25 x Testkassette
- 25 x Extraktionsröhrchen
- 25 x Extraktionspuffer
- 25 x Abstrichtupfer
- 1 x Röhrchenhalter
- 1 x Gebrauchsanleitung